

E 454

Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων αντικειμένων, π.χ. θηκών τροκάρ.

EAN: 4002511908512 / Αριθμός υλικού: 04203940 / Παλιός αριθμός υλικού: 69745401D



- Κατάλληλο για θήκες τροκάρ Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Διαθέτει ελατήριο για ρύθμιση ύψους

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	120
Διάμετρος σε mm	8
Καθαρό βάρος σε kg	0,03
Μικτό βάρος σε kg	0,04