

E 454

Ακροφύσιο έγχυσης

για βέλτιστο καθαρισμό διαφόρων αντικειμένων, π.χ. θηκών τροκάρ.



- Κατάλληλο για θήκες τροκάρ Ø 10-15 mm, 8 x 150 mm
- Διαθέτει ελατήριο για ρύθμιση ύψους

EAN: 4002511908512 / Αριθμός υλικού: 04203940 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69745401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	120
Διάμετρος σε mm	8
Καθαρό βάρος σε kg	0,03
Μικό βάρος σε kg	0,04