

E 458

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση βιδωτών θηλών.



- Κατάλληλο για 36 θηλές με βιδωτή σύνδεση
- 36 διαμερίσματα ?? x ??
- διαθέτει καπάκι ανοιγόμενο προς τα επάνω με δυνατότητα ασφάλισης

EAN: 4002511919358 / Αριθμός υλικού: 04235200 / Παλιός αριθμός υλικού: 69545801D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	36
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία μπιμπερό	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	63
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	215
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	450
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	220
Καθαρό βάρος σε kg	1,50
Μικτό βάρος σε kg	1,60