


E 457

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ξεχωριστών εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.



- Κατάλληλο για 12 λαβές και ένθετα εργασίας, π.χ.
- Πυθμένες με συρμάτινο πλέγμα 3 mm, κλειστά πλαϊνά
- Συγκολλημένο πλαίσιο για 8-12 λαβές, μεταβαλλόμενη κατανομή
- διαθέτει 3 ράβδους για αποθήκευση και ασφάλιση

EAN: 4002512067331 / Αριθμός υλικού: 04618030 / Παλιός αριθμός υλικού: 69545702D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο/μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	192
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	490
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	62
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	320
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	1,75
Μικτό βάρος σε kg	2,02