

E 800

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 3 δικτυωτών και νεφροειδών δίσκων.



- Διαθέτει 4 βάσεις
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάμιστρο

EAN: 4002512087773 / Αριθμός υλικού: 04637720 / Παλιός αριθμός υλικού: 69580001D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ένθετο για δικτυωτούς δίσκους	•
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Νεφροειδείς δίσκοι [πλήθος]	3
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	140
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	430
Καθαρό βάρος σε kg	0,29
Μικτό βάρος σε kg	0,49