

E 460

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.



- Κατάλληλο για άκαμπτες οπτικές ίνες διαφορετικού μήκους
- Πλάτος πλέγματος στη βάση 8 x 1 mm πλαϊνά/καπάκι 7 x 7 x 3 mm
- διαθέτει 3 πλαίσια για 2 άκαμπτες οπτικές ίνες

EAN: 4002512183383 / Αριθμός υλικού: 04861390 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69546001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	53
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	430
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	550
Καθαρό βάρος σε kg	0,71
Μικτό βάρος σε kg	0,94