

Παξιμάδι στήριξης Βραχίων.εκτόξευσης
Περικόχλιο στερέωσης βραχίονα ψεκασμού
για πλυντήρια πιάτων

EAN: 4002513414974 / Αριθμός υλικού: 04912125 / Παλαιός αριθμός υλικού:



- Για ασφάλιση του μεσαίου βραχίονα ψεκασμού
- Για σειρές G 3xx, G 6xx, G 8xx, G 1xxx, G 2xxx, G 4xxx, G 5xxx