

E 930

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 36 παπουτσιών χειρουργείου έως μέγεθος 44.



- Για χρήση στο κάτω επίπεδο του συρόμενου κάδου E 975/2
- Διαθέτει 36 βάσεις, ύψος 280 mm

EAN: 4002512257145 / Αριθμός υλικού: 05001360 / Παλιός αριθμός υλικού: 69593001D

#### Ταξινόμηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

#### Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PG 8528

•

#### Κατηγορία προϊόντος

Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου

•

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου

•

#### Χωρητικότητα

Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]

36

#### Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων

0

Τάση σε V

0

Συχνότητα σε Hz

0

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

0,00

Ασφάλεια σε A

0

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

289

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

586

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

752

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

350

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

770

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

1000

Καθαρό βάρος σε kg

3,65

Μικτό βάρος σε kg

5,70