

E 467

Θήκες καταιονισμού

Για εργαλεία μικροεπεμβ. χειρουργικής/λαβίδες με κλιπ μήκους 205 mm, Ø 11 mm.

EAN: 4002512274340 / Αριθμός υλικού: 05039640 / Παλιός αριθμός υλικού: 69546701D



Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Θήκη καταιονισμού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	205
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	180
Διάμετρος σε mm	11
Καθαρό βάρος σε kg	0,02
Μικό βάρος σε kg	0,02