

E 468

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων σκευών.



- Από ανοξείδωτο συγκολλημένο πλέγμα με καπάκι και διαχωριστικό
- Πλάτος πλέγματος 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Αριθμός υλικού: 05043640 / Παλιός αριθμός υλικού: 69546801D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Δικτυωτός δίσκος	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	76
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	205
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	315
Καθαρό βάρος σε kg	0,67
Μικτό βάρος σε kg	0,82