

E 484
Ένθετο
για στερέωση διαφόρων σκευών



- Συρμάτινο πλέγμα 1,4 mm, πλάτος πλέγματος 8 mm
- Μπορεί να εξοπλιστεί με βάσεις: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Αριθμός υλικού: 05109190 / Παλιός αριθμός υλικού: 69548401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Επανεπεξεργασία λεκανών	•
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Χωρητικότητα	
Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]	16
Λεκάνες [πλήθος]	4
Νεφροειδείς δίσκοι [πλήθος]	9
Αναπνευστικές μάσκες [πλήθος]	9
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	470
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	480
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	2,97
Μικτό βάρος σε kg	3,78