


E 485

Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση 3 νεφροειδών δίσκων.



- Στο ένθετο E 484 χωρούν διάφορες θήκες

EAN: 4002512398725 / Αριθμός υλικού: 05109210 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69548501D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•

Παρόμοια προϊόντα

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
--	---

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
-----------------------------------	---

Χωρητικότητα

Νεφροειδείς δίσκοι [πλήθος]	3
-----------------------------	---

Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	464
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	70
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	280
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	505
Καθαρό βάρος σε kg	0,41
Μικτό βάρος σε kg	0,56