

E 485
Βραχίονες
για βέλτιστη φόρτωση 3 νεφροειδών δίσκων.



EAN: 4002512398725 / Αριθμός υλικού: 05109210 / Παλιός αριθμός υλικού: 69548501D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
Χωρητικότητα	
Νεφροειδείς δίσκοι [πλήθος]	3
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	464
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	70
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	280
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	505
Καθαρό βάρος σε kg	0,41
Μικτό βάρος σε kg	0,56