


E 486
Βραχίονες
για βέλτιστη φόρτωση λεκανών.



- Κατάλληλο για 1 λεκάνες
- Στο ένθετο E 484 χωρούν διάφορες θήκες

EAN: 4002512398732 / Αριθμός υλικού: 05109230 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69548601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία λεκανών	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χωρητικότητα	
Λεκάνες [πλήθος]	1
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	275
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	464
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	475
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	465
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	25
Καθαρό βάρος σε kg	0,21
Μικτό βάρος σε kg	0,43