


E 488

Βραχίονες

για βέλτιστη φόρτωση αναπνευστικών μασκών.



- Κατάλληλο για 3 αναπνευστικές μάσκες
- Στο ένθετο E 484 χωρούν διάφορες θήκες

EAN: 4002512398756 / Αριθμός υλικού: 05109260 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69548801D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χωρητικότητα	
Αναπνευστικές μάσκες [πλήθος]	3
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	31
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	240
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	280
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	510
Καθαρό βάρος σε kg	0,27
Μικτό βάρος σε kg	0,39