


E 475

Ράβδος συγκράτησης
για θήκες σταθεροποίησης.



- Κατάλληλο για ένθετα MIS

EAN: 4002512401234 / Αριθμός υλικού: 05226040 / Παλιός αριθμός υλικού: 69747501D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	155
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	510
Καθαρό βάρος σε kg	0,10
Μικτό βάρος σε kg	0,22