

DOS 10/30

Αντλία δοσομέτρησης

Για δοσομέτρηση υγρών.



- Για υγρά, 10 ml/30 δευτερόλεπτα
- Πλήρες με σωλήνες και σιφόνι (330 mm) για κάνιστρα των 10 l

EAN: 4002512417549 / Αριθμός υλικού: 05267410 / Παλιός αριθμός υλικού: 69225002D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
G 7826	•
Κατηγορία προϊόντων	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm	333
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	116
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	63
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	102
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	425
Καθαρό βάρος σε kg	4,50
Μικτό βάρος σε kg	5,00