

DOS 60/30

Αντλία δοσομέτρησης

Για δοσομέτρηση ουδέτερων/αλκαλικών υγρών.



- Για δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού
- Για δοσομέτρηση χημικού απολυμαντικού
- Για τοποθέτηση ως πρόσθετος εξοπλισμός από το Miele Service

EAN: 4002512417532 / Αριθμός υλικού: 05267420 / Παλιός αριθμός υλικού: 69225003D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7825

•

G 7826

•

Κατηγορία προϊόντων

Σύστημα δοσομέτρησης

•

Ιδιότητες προϊόντος

Ρυθμός παραγωγής σε ml/60 s

120

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm

333

Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων

0

Τάση σε V

0

Συχνότητα σε Hz

0

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

0,00

Ασφάλεια σε A

0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

0

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

0

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

0

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

310

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

250

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

430

Καθαρό βάρος σε kg

1,70

Μικτό βάρος σε kg

1,95