


E 489

Βραχίονας γενικής χρήσης

για φόρτωση διαφόρων αντικείμενων όπως π.χ. πάτοι παπουτσιών χειρουργείου.



EAN: 4002512431835 / Αριθμός υλικού: 05337120 / Παλιός αριθμός υλικού: 69548901D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	60
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	464
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	470
Καθαρό βάρος σε kg	0,12
Μικτό βάρος σε kg	0,23