

E 984
Ένθετο
για μεγάλη ποικιλία σκευών.



- Μπορεί να εξοπλιστεί με διαφορετικές βάσεις

EAN: 4002512431323 / Αριθμός υλικού: 05337750 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 69598401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Επανεπεξεργασία λεκανών	•
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	371
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	572
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	390
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	590
Καθαρό βάρος σε kg	2,95
Μικτό βάρος σε kg	3,30