

E 986  
Βραχίονες  
για βέλτιστη φόρτωση 5 λεκανών.



- Για χρήση στο ένθετο E 984

EAN: 4002512431347 / Αριθμός υλικού: 05337770 / Παλιός αριθμός υλικού: 69598601D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία λεκανών	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Λεκάνες [πλήθος]	1
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	330
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	435
Καθαρό βάρος σε kg	0,19
Μικτό βάρος σε kg	0,36