


E 989

Βραχίονας γενικής χρήσης

π.χ. για 8 πάτους παπουτσιών χειρουργείου.



- Για χρήση στο ένθετο E 984

EAN: 4002512431828 / Αριθμός υλικού: 05376740 / Παλιός αριθμός υλικού: 69598901D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντος	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Χωρητικότητα	
Εσωτερικά πέλματα [πλήθος]	8
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	330
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	415
Καθαρό βάρος σε kg	0,10
Μικτό βάρος σε kg	0,26