

E 520

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων ριζικών κοιλοτήτων δοντιού.



- Κατάλληλο για 18 εργαλεία ενδοδοντικής θεραπείας
- Με αρθρώσεις
- Μπορεί να αποστειρωθεί με ατμό στους 121 °C/134 °C

EAN: 4002512472524 / Αριθμός υλικού: 05409080 / Παλιός αριθμός υλικού: 68552001D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Κατηγορία προϊόντος	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Λευκό
Χωρητικότητα	
Εργαλεία ενδοδοντικής θεραπείας [πλήθος]	17
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	45
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	30
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	110
Καθαρό βάρος σε kg	0,05
Μικτό βάρος σε kg	0,10