


E 747

Μονάδα

π.χ. για βέλτιστη φόρτωση φυγοκεντρικών σωλήνων, φιαλών και δοκιμαστ. σωλήνων.



- 104 ακροφύσια για φυγοκ. σωλήνες, φιάλες, δοκ. σωλήνες κ.λπ.
- 104 ακροφύσια 2,5 x 110 mm

EAN: 4002512591218 / Αριθμός υλικού: 05464630 / Παλιός αριθμός υλικού: 69574701D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Χωρητικότητα	
Δοκιμαστικοί σωλήνες [πλήθος]	104
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	168
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	492
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	496
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	810
Καθαρό βάρος σε kg	38,00
Μικτό βάρος σε kg	44,00