

E 469

Θήκες καταιονισμού

για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ. ουρολογίας M 300 mm, Ø 11 mm.



- Καπάκι, άνοιγμα Ø 6 mm
- Με κλιπ στερέωσης

EAN: 4002512598446 / Αριθμός υλικού: 05563950 / Παλιός αριθμός υλικού: 69546901D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Θήκη καταιονισμού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	145
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	265
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	155
Διάμετρος σε mm	6
Καθαρό βάρος σε kg	0,05
Μικτό βάρος σε kg	0,05