

E 477
Βάσεις
για μικρο-εργαλεία.



- Για χρήση σε δίσκους με πλέγμα 5 mm
- 20 αντικείμενα ανά σακούλα

EAN: 4002513239119 / Αριθμός υλικού: 05692390 / Παλιός αριθμός υλικού: 69747701D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Γκρι
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία οφθαλμιατρικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	120
Καθαρό βάρος σε kg	0,03
Μικό βάρος σε kg	0,04