

E 908/1

Ένθετο

Για ξεχωριστά εργαλεία μικροεπεμβ. χειρουργικής/ένθετα εργασίας ή οπτικών ινών.



- Πλάτος πλέγματος 8 x 1 mm (βάση), συμπερ. πλαϊνών
- Εσωτερικά τμήματα ρυθμιζόμενα ξεχωριστά με 4 ράβδους
- Άγκιστρο ανάρτησης για E 906/1

EAN: 4002513252286 / Αριθμός υλικού: 05704010 / Παλιός αριθμός υλικού: 69590802D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8536	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο/μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	36
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	505
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	100
Καθαρό βάρος σε kg	0,68
Μικτό βάρος σε kg	0,85