

ML/2

Μαγνητική ταινία

για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου/αισθητήρα βραχίονα πλύσης



- Απαιτείται ML/2 για τον αισθητήρα βραχίονα πλύσης
- 5 μαγνήτες, ξεχωριστά διαμορφώσιμοι
- 15 πιθανοί συνδυασμοί

EAN: 4002513274158 / Αριθμός υλικού: 05723270 / Παλιός αριθμός υλικού: 69745703D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	9
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	275
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	205
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	315
Καθαρό βάρος σε kg	0,17
Μικτό βάρος σε kg	0,32