

DOS G 10

Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών.



- Για δοσομέτρηση λαμπρυντικού
- ?? mm σιφόνι για δοχεία 5-10 λίτρων
- Διατίθεται κιτ μετατροπής για σιφόνια για δοχεία των 10-30 λίτρων
- Παρέχει έως ?? ml/60 δευτερόλεπτο

EAN: 4002513283259 / Αριθμός υλικού: 05729360 / Παλιός αριθμός υλικού: 69747006D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
Κατηγορία προϊόντος	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	N
AC/DC	AC
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50-60
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,02
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	118
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	115
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	310
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	420
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	2,42
Μικτό βάρος σε kg	2,81