

E 492

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση νεφροειδών δίσκων.



- διαθέτει 9 βάσεις, ύψος 86 mm mm, διάκενο 49 mm mm
- Για χρήση στο κάτω κάμιστρο

EAN: 4002513317343 / Αριθμός υλικού: 05771140 / Παλιός αριθμός υλικού: 69549201D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	49
Ύψος ράγας σε mm	86
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
Χωρητικότητα	
Νεφροειδείς δίσκοι [πλήθος]	9
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	256
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	474
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	320
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	480
Καθαρό βάρος σε kg	1,06
Μικτό βάρος σε kg	1,31