

U 168/1

Κάτω κάνιστρο

για την ιδανική φόρτωση παπουτσιών χειρουργείου.



- Κατάλληλο για 20 παπούτσια χειρουργείου έως μέγεθος 45
- 20 βάσεις 295 mm mm
- Πλαίσιο για ML/2 για αναγν. συρόμ. κάνιστρου/χειρισμό βραχ.εκτόξ.

EAN: 4002513390940 / Αριθμός υλικού: 05878590 / Παλιός αριθμός υλικού: 69116803D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου	•
Κάτω κάνιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Ύψος ράγας σε mm	295
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Χωρητικότητα	
Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]	20
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	315
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	515
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	320
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	545
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	545
Καθαρό βάρος σε kg	3,20
Μικτό βάρος σε kg	5,20