

SAS 500

Φίλτρο μεγάλων σωματιδίων

Για χρήση σε νεροχύτη.



EAN: 4002513412468 / Αριθμός υλικού: 05911640 / Παλιός αριθμός υλικού: 67820002D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
Κατηγορία προϊόντων	
Τραπέζι/εξαρτήματα τραπεζιού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	400
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	3,40
Μικτό βάρος σε kg	4,30