

O 177/1

Πάνω κάμιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό με 26 ακροφύσια και συγκράτηση διαφόρων ενθέτων.



- Δεξιά πλευρά για διάφορα ένθετα
- Αριστ. πλευρά για 26 ακροφ. και 7 χοάνες που παρέχονται ασύνδετα
- Διαθέτει πλαίσιο ρυθμιζόμενου ύψους
- Κατακόρυφο διάκενο 230/205 mm
- Ρυθμιζόμενο ύψος: - 20 / - 40 mm

EAN: 4002513412413 / Αριθμός υλικού: 05913050 / Παλιός αριθμός υλικού: 69117702D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Φορέας/φορέας για κάμιστρα	•
Πάνω κάμιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία μετάδοσης [πλήθος]	11
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	22
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	263
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	498
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	455
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	280
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	545
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	560
Καθαρό βάρος σε kg	3,70
Μικτό βάρος σε kg	4,52