

DOS G 60/1

Μονάδα δοσομετρητή για δοχεία 5-10 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσολογία υγρών απορρυπαντικών.



- Για χρήση με PG 8535
- Ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικών στοιχείων ελέγχου της συσκευής
- Σιφόνι 300 mm για δοχεία 5 λίτρων
- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 1,9 m

EAN: 4002513464269 / Αριθμός υλικού: 05996260 / Παλιός αριθμός υλικού: 69747007D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
Κατηγορία προϊόντων	
Εξωτερικό σύστημα δοσολογίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Γκρι
Ρυθμός παραγωγής σε ml/60 s	120
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm	200
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	N
AC/DC	AC
Τάση σε V	230-240
Συχνότητα σε Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,02
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	118
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	107
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	295
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	430
Καθαρό βάρος σε kg	2,60
Μικτό βάρος σε kg	3,00