

FP 20

Πλάκες φίλτρου

για καθαρισμό-απολύμανση γωνιακών εργαλείων και εργαλείων χειρός με AUF 1/AUF 2.



- Για να αποφεύγονται οι εμφράξεις από μικροσωματίδια
- Πορώδες 2
- 20 πλάκες φίλτρου ανά συσκευασία

EAN: 4002513505498 / Αριθμός υλικού: 06059480 / Παλιός αριθμός υλικού: 69751201D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Χρώμα	Λευκό
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	30
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	28
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	167
Διάμετρος σε mm	30
Καθαρό βάρος σε kg	0,06
Μικτό βάρος σε kg	0,10