


E 902/1

Κινητό κάνιστρο

για φόρτωση έως 3 σετ εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ. σε αρθρωτό σύστημα.



- Κατάλληλο για 6 μονάδες ενθέτων με ακροφύσια/προσαρμογείς
- Το επάνω και κάτω επίπεδο είναι ελεύθερα για ένθετα, π.χ. E 142
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα
- Μαγν. ταινία για αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου (με μαγνήτες ML)
- Ταυτόχρονος καθαρ. δικτυωτών δίσκων και σετ μικροεπεμβ. χειρουργ.

EAN: 4002513505542 / Αριθμός υλικού: 06059530 / Παλιός αριθμός υλικού: 69590202D

| | |
|--|---------------------|
| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
| Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη | • |
| Παρόμοια προϊόντα | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Κινητή μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χρώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Περιοχή εφαρμογής | |
| Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής | • |
| Χωρητικότητα | |
| Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος] | 3 |
| Δικτυωτοί δίσκοι SPRI [πλήθος] | 1 |
| Σετ μικροεπεμβατικής χειρουργικής [πλήθος] | 3 |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Αριθμός φάσεων | 0 |
| Τάση σε V | 0 |
| Συχνότητα σε Hz | 0 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,00 |
| Ασφάλεια σε A | 0 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 620 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 640 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 790 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 650 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 650 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 800 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 24,00 |
| Μικτό βάρος σε kg | 34,00 |
| Συνοδευτικό πακέτο | |
| Τυφλό στοπ E 362 [πλήθος] | 6 |
| Κάδος E 444 για καλώδια οπτικών ινών/σωλήνες αναρρόφησης [πλήθος] | 3 |
| E 445 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 442, άνοιγμα με Ø 6 mm [πλήθος] | 2 |
| E 446 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 443, άνοιγμα με Ø 10 mm [πλήθος] | 1 |
| Ένθετο μονάδας E 905/1 για βραχεία εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής [πλήθος] | 3 |
| Ένθετο μονάδας E 906/1 για επιμήκη εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής [πλήθος] | 3 |
| Σωλήνας σιλικόνης 2 m Ø 5 mm | • |
| Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος] | 1 |