


A 7/1

Διάτρητος δίσκος

Για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ειδών με διακοπή του πίδακα ψεκασμού.

EAN: 4002513531169 / Αριθμός υλικού: 06097000 / Παλιός αριθμός υλικού: 69500702D



- Διάτρηση 7 x 7 mm, πηχάκι 3 mm
- Κατάλληλο για τα E 775/1, E 735/1 και E 701/1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
G 7826	•
Κατηγορία προϊόντων	
Υπόστρωμα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	473
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	543
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	510
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	620
Καθαρό βάρος σε kg	1,20
Μικτό βάρος σε kg	1,30