

TK/1

Σετ δοκιμής

Για παρακολούθηση απόδοσης καθαρισμού με μέτρηση της πρωτεϊνικής επιμόλυνσης.



- Περιεχόμενο για 48 δοκιμές
- Διαθέτει ταινία κωδικοποίησης για ανακλασίμετρο*
- Το σετ δοκιμής TK/1 διατίθεται από το τμήμα ανταλλακτικών.

* Το ανακλασίμετρο δεν περιλαμβάνεται στον κανονικό εξοπλισμό.

EAN: 4002513664706 / Αριθμός υλικού: 06157330 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69910004D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένδειξη/δοκιμή	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Καθαρό βάρος σε kg	0,59
Μικτό βάρος σε kg	0,97