

TF-HG4

Φίλτρο για στεγνωτήριο

Ειδικό φίλτρο για στεγνωτήρια Medicdry της Miele.

EAN: 4002513913064 / Αριθμός υλικού: 06202520 / Παλιός αριθμός υλικού: 12995201D



- Αφαιρεί σκόνη, γύρη, τρίχες κ.λπ. από τον αέρα του χώρου
- Διασφαλίζει ότι δεν διαχέονται στον χώρο αλλεργιογόνα
- Κατάλληλο για τα T 4804 C, T 4805 C, T 4464 C, T 4465 C