

Φίλτρο χνουδιών Λευκό λωτού
Φίλτρο χνουδιών
για το φιλτράρισμα των χνουδιών στα στεγνωτήρια

EAN: 4002514360140 / Αριθμός υλικού: 06244611 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Πλαστικό πλαίσιο με πλέγμα
- Αφαιρείται εύκολα για να καθαριστεί
- για χρήση σε άνοιγμα πόρτας
- για T2xx, T1xx, T2xxx, T4xx, T7xx, T8xx, T9xx
- Για τη διαθεσιμότητα, συγκρίνετε εξάρτημα και εικονιζόμενο ανταλλακτικό