


TK111

Καλάθι στεγνωτηρίου

ιδανικό για αθλητικά παπούτσια, παιδικά μποτάκια, μικρά μάλλινα ή λούτρινα.

EAN: 4002514144535 / Αριθμός υλικού: 06407550 / Παλαιός αριθμός υλικού: 12996007D



- Η καλύτερη φροντίδα για ευαίσθητα υφάσματα
- Ειδικά σχεδιασμένο για στεγνωτήρια της Miele
- Για: T 9000-T 9999, T 8000-T 8999, T 7000-T 7999