

E 436/3

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση περ. 3 σετ αναισθησίας.



- Κατάλληλο για περίπου 3 σετ αναισθησίας.
- 8 ακροφύσια με βάσεις ελατηρίων για εύκ.σωλ.οξυγόνου έως 1,5 m
- Αποθήκευση σε σπιδάλ
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα
- Πλαίσιο για ML/2 για αναγν. συρόμ. κάνιστρου/χειρισμό βραχ.πλύσ.

EAN: 4002513805673 / Αριθμός υλικού: 06439240 / Παλιός αριθμός υλικού: 69543604D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για εργαλεία αναισθησίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Χωρητικότητα	
Σετ AN [πλήθος]	3
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	507
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	510
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	520
Καθαρό βάρος σε kg	6,60
Μικτό βάρος σε kg	7,00
Συνοδευτικό πακέτο	
Δικτυωτός δίσκος E 430/1 1/3 [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 431 για σωλήνα ακορντεόν, Ø 8 x 193 mm [πλήθος]	1
Βάση E 432 για αναπνευστικούς σωλήνες ακορντεόν [πλήθος]	1
Βάση E 433 για αναπνευστικούς σωλήνες σιλικόνης [πλήθος]	2
Βάση E 434 για παιδιατρικούς αναπνευστικούς σωλήνες [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρων E 466, 8 x 333 mm για αναπνευστικούς σάκους [πλήθος]	6
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 496, 4 x 120 mm [πλήθος]	10