

E 427

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 6 λαρυγγοσκοπίων.



- Κατάλληλο για 6 λαρυγγοσκόπια

EAN: 4002513808209 / Αριθμός υλικού: 06442120 / Παλιός αριθμός υλικού: 69542701D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για εργαλεία αναισθησίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	92
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	134
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	164
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,90
Μικτό βάρος σε kg	1,00