


U 874/1

Κάτω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων ενθέτων και δικτυωτών δίσκων.



- Το κατακόρ. διάκενο ίσως διαφέρει με διαφορετικά πάνω κάνιστρα
- Με πλαίσιο για μαγν. ταινία για αυτόμ.αναγν. μονάδας ML/2

EAN: 4002513808919 / Αριθμός υλικού: 06442940 / Παλιός αριθμός υλικού: 69187403D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Φορέας/φορέας για κάνιστρα	•
Κάτω κάνιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία γυναικολογικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Επανεπεξεργασία λεκανών	•
Επανεπεξεργασία νεφροειδών δίσκων	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία δικτυωτών δίσκων	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	50
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	531
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	515
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	545
Καθαρό βάρος σε kg	2,10
Μικτό βάρος σε kg	2,97