

E 715/1

Κινητό κάνιστρο

για στήριξη έως 4 σετ AN ή/και 12 εύκ. σωλήνων οξυγόνου (1,5 m) και εξαρτημάτων.



- Συγκρατεί τους εύκ. σωλήνες οξυγόνου σε σπειροειδή σχάρα
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα
- Μαγν. ταινία για αναγν. συρόμενου κάνιστρου (χωρίς μαγνήτες ML)

EAN: 4002513872699 / Αριθμός υλικού: 06491890 / Παλιός αριθμός υλικού: 69571502D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
G 7826	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για εργαλεία αναισθησίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Χωρητικότητα	
Σετ AN [πλήθος]	4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	645
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	680
Καθαρό βάρος σε kg	9,70
Μικτό βάρος σε kg	10,00
Συνοδευτικό πακέτο	
Δικτυωτός δίσκος E 430/1 1/3 [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 431 για σωλήνα ακορντεόν, Ø 8 x 193 mm [πλήθος]	1
Βάση E 432 για αναπνευστικούς σωλήνες ακορντεόν [πλήθος]	1
Βάση E 433 για αναπνευστικούς σωλήνες σιλικόνης [πλήθος]	3
Βάση E 434 για παιδιατρικούς αναπνευστικούς σωλήνες [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρων E 466, 8 x 333 mm για αναπνευστικούς σάκους [πλήθος]	6
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 496, 4 x 120 mm [πλήθος]	15
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (χωρίς μαγνήτες) [πλήθος]	1