

E 494

Ένθετο

για την απαλή συγκράτηση 5 πλακών μικροτιτλοποίησης.



EAN: 4002513926064 / Αριθμός υλικού: 06570920 / Παλιός αριθμός υλικού: 69549401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Χωρητικότητα	
Πλάκες μικροτιτλοποίησης [πλήθος]	5
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	205
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	440
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	265
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	180
Καθαρό βάρος σε kg	0,85
Μικτό βάρος σε kg	1,00