

ΚΒ Λάστιχοστεγανότητας Lgb.Geh.o.Bel.  
Στεγανοποιητικός δακτύλιος δοχείου σαπουνιού  
για πλυντήρια ρούχων

EAN: 4002515751145 / Αριθμός υλικού: 06579421 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος διασφαλίζει ότι το πλυντήριο είναι στεγανό
- Μπορεί να εγκατασταθεί ειδικό εξάρτημα. Στεγ. δακτύλιος σιλκόνης, κωδ. #6461682