

Σετ μετατροπής Βαλβ.αντεπιστροφής
Βαλβίδα αντεπιστροφής
Για στεγνωτήρια

EAN: 4002516600404 / Αριθμός υλικού: 06729294 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Με εσωτερική διάμετρο σωλήνα 8,5 mm
- Βαλβ. αντεπιστροφής με σωλ. συμπύκν. (60 cm) και δύο λαστ. κλιπ
- πλυντήριο και στεγνωτήριο συνδεδεμένα στην ίδια αποχέτευση
- Προστασία από αντίστροφη ροή νερού μέσω του σωλήνα αποχέτευσης