

## DOS K 60/1

Μονάδα δοσομετρητή για δοχείο 5 λίτρων

Με ένδειξη στάθμης για αυτόματη δοσομέτρηση υγρών απορρυπαντικών.



- Παρακολούθηση δοσομετρητή – σύμφωνα με το DIN EN ISO 15883
- Για δΟΣολογία υγρού απορρυπαντικού/χημικού απολυμαντικού
- Σιφόνι 200 mm για δοχεία 5 λίτρων
- Διατίθεται κιτ μετατροπής για σιφόνια για δοχεία των 10-30 λίτρων
- Παρέχει έως 120 Milliliter ml/60 δευτερόλεπτο

EAN: 4002514254906 / Αριθμός υλικού: 06940340 / Παλιός αριθμός υλικού: 69747009D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
Κατηγορία προϊόντων	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ρυθμός παραγωγής σε ml/60 s	120
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης σε mm	200
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	1
Ουδέτερος αγωγός	N
AC/DC	AC
Τάση σε V	230-240
Συχνότητα σε Hz	50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,02
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	118
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	115
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	420
Καθαρό βάρος σε kg	2,60
Μικτό βάρος σε kg	3,00