

PG 8597

Αποσκληρυντής νερού διπλής δεξαμενής

Αποσκληρ. νερού με διπλό tank για συνεχή απομάκρ. μαλακού νερού έως 40 °dH

EAN: 4002514256283 / Αριθμός υλικού: 06943120 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69859701D



- Ελεύθερη συσκευή με ροδάκια, εξωτερ. πλαστικό περίβλημα
- Έξοδος: συνεχής 19 l/λεπτό, μέγ. 30 l/λεπτό
- 2 δοχεία με 4,5 λίτρα ρητίνας το καθένα, 1 δοχείο για 20 kg αλάτι
- Ανεξάρτητη συσκευή με ροδάκια, φόρτωσης από πάνω
- συνεχής 19 λίτρα/λεπτό, μέγ. 30 λίτρα/λεπτό
- 1 δοχείο για 20 kg αλατιού, 2 δοχεία για 4,5 l ρητίνης
- Σύστημα δύο θαλάμων με έλεγχο όγκου, λειτουργία χωρίς ηλεκτρικό
- Σύστημα δύο θαλάμων με έλεγχο όγκου, λειτουργία χωρίς ηλεκτρικό
- Η συσκευή διαθέτει σύνδεση νερού

| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
|---|-----------|
| Πλυντήρια πιάτων με Tank | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου | • |
| Θερμικοί απολυμαντές | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη | • |
| Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη | • |
| Παρόμοια προϊόντα | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8164 | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PTD 701 | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PTD 704 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Κατεργασία νερού | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Υλικό | Πλαστικά |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Αριθμός φάσεων | 0 |
| Τάση σε V | 0-0 |
| Συχνότητα σε Hz | 0-0 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,00-0,00 |
| Ασφάλεια σε A | 0-0 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 570 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 360 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 360 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 680 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 375 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 380 |

PG 8597

Αποσκληρυντής νερού διπλής δεξαμενής

Αποσκληρ. νερού με διπλό tank για συνεχή απομάκρ. μαλακού νερού έως 40 °dH

EAN: 4002514256283 / Αριθμός υλικού: 06943120 / Παλιός αριθμός υλικού: 69859701D



| | |
|--------------------|-------|
| Καθαρό βάρος σε kg | 19,00 |
| Μικτό βάρος σε kg | 26,70 |